

指の切断

応急手当

1) 傷口をきれいなハンカチやガーゼで覆って心臓より高く保ってください。(直接圧迫止血法)



2) 切断された指をきれいなハンカチやガーゼでくるみビニール袋に入れて袋の口をきつく縛ってください。



3) もう一枚のビニール袋に氷水を作り、その氷水の中に指が入っている袋を浸してください。



注意

・切断された指を直接氷水に入れて冷やすと、細胞が破壊され再接着できなくなる可能性がありますので決してやらないでください。