

## 内訳書

半自動除細動器 TEC-2603シリーズ カルジオライフS  
品名: TEC-2603(記録器内蔵、キャリングバック付)

### 【本体】

商品コード	品名	規格	数量	備考
	半自動除細動器	TEC-2603 (記録器内蔵、 キャリングバック付)	2	

### 【オプション内訳】

商品コード	品名	規格	数量	備考
WS-261V	記録器	WS-261V	2	質量: 2.1kg 寸法: 約150×高さ101×奥行213mm AC100V 3P仕様
L945	電源コード	W	2	バッテリーチャージャーを使用時
X233	リチウムイオンバッテリー	SB-220V	6	使用期限: 2年ごとの交換
SB-205V	バッテリーチャージャー	SB-205V	2	使用電圧: AC100V~240V 電源周波数: 50/60Hz 電源入力: 50VA以下 充電時間: 3時間以内(新品バッテリー)
Y154F	SDメモ리카ード	QM-002D	4	容量: 1GB
QP-551V	除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	2	動作環境: windows10(32bit/64bit) windows7(32bit/64bit)
P907	CO2センサキット	TG-920P	2	メインストリーム式
R804	エアウェイアダプタ	YG-111T	2	挿管用/成人または小児7kg以上 30コ/箱
K368B	ECG中継コード	JC-256V	2	ケーブル長: 80cm
P225F	フィンガープローブ	TL-201T2	2	コード長: 1.6m 成人または小児20kg以上の手指用
K917	電極リード線	BR-923P	2	長さ: 1.5m 3リードクリップ式
A721	記録紙	FQW50-2-100	2	10cm折20m 10冊/箱
Y206A	テストロード	AX-250V	2	使い捨てパドルケーブルチェック用
H331	使い捨てパッド	P-721	60	成人・小児・乳児用
G201	ビットロード	BS-150	2	大きさ: 47×47mm 30コ×5袋/箱
AX-103V	エネルギーチェッカー	AX-103V	2	使い捨てパドルケーブルチェック用
KG-261V	ウォールマウント	KG-261V	2	救急車内搭載用金具一式
TEC-2603 取付工事料	TEC-2603取付工事料	一式	2	